

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## WHITEsmile fläsch After Whitening Mousse

Überarbeitet am: 03.07.2023

## WHITEsmile After Whitening Mousse

Seite 1 von 4

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

## 1.1. Produktidentifikator

WHITEsmile fläsch After Whitening Mousse, WHITEsmile After Whitening Mousse

## 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

## Verwendung des Stoffs/Gemischs

After Whitening Mousse zur Remineralisierung und Desensibilisierung nach Zahnaufhellung und Prophylaxe.

## 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Name des Unternehmens: WHITEsmile GmbH  
 Straße: Weinheimer Str. 6  
 Ort: D-69488 Birkenau  
 Telefon: + 49 62 01 / 8 43 21-90      Telefax: +49 62 01 / 8 43 21 99  
 E-Mail: info@whitesmile.com  
 Internet: www.whitesmile.de

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

## 2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemischs

Einstufung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG: -

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

## 3.2. Gemische

## Chemische Charakterisierung

Gemisch aus Kaliumnitrat und Natriumfluorid

## Gefährliche Bestandteile

| EG-Nr.    | Chemische Bezeichnung                                    | Menge        |
|-----------|--|--------------|
| CAS-Nr.   | Einstufung gemäß der Richtlinie 67/548/EWG               |              |
| Index-Nr. | Einstufung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |              |
| 7757-79-1 | Kaliumnitrat   | 2,5 - < 10 % |
|           | R08  |              |
| 7681-49-4 | Natriumfluorid   | < 2,5 %      |
| 104-78-9  | R25-32-36/3822/38; Xi                                    |              |

Vollständiger Text der R-, H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

## ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

## 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

## Allgemeine Informationen

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## Nach Inhalation

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## Nach Kontakt mit der Haut

Es sind keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

## Nach Kontakt mit den Augen

Spülen Sie das geöffnete Auge mehrere Minuten lang unter fließendem Wasser aus.

## Nach der Einnahme

Kein Risiko bei bestimmungsgemäßem Gebrauch und kleinen Mengen. Mund ausspülen und anschließend reichlich Wasser trinken.

**Sicherheitsdatenblatt**

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

**WHITEsmile fläsch After Whitening Mousse**

Überarbeitet am: 03.07.2023

**WHITEsmile After Whitening Mousse**

Seite 2 von 4

**ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****Geeignete Löschmittel**Wasser, Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>).**5.2. Besondere Gefahren, die von dem Stoff oder Gemisch ausgehen**

Im Falle eines Brandes kann es zur Freisetzung kommen: Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich

**5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in die Kanalisation oder in Oberflächengewässer gelangen lassen. Im Falle eines Brandes: Umluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

**ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung****6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Persönliche Schutzausrüstung: nicht erforderlich

**6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Nicht in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

**ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung****7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung****Hinweise zur sicheren Handhabung** Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.**7.2. Bedingungen für zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****Anforderungen an Lagerräume und Behälter**

Nur im Originalbehälter aufbewahren.

**Spezielle Anforderungen an Lagerräume oder -behälter (einschließlich Rückhalteeinrichtungen und Belüftung)**

Nicht zusammen aufbewahren mit: Lebensmitteln

Von brennbarem Material fernhalten.

**ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstung****8.1. Zu Überwachende Parameter****Schutz- und Hygienemaßnahmen**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Augen-/Gesichtsschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Handschutz**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Schutz der Haut**

Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

**Schutz der Atemwege**

keine

**Begrenzung der Umweltexposition**

Nicht in Oberflächengewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## WHITEsmile fläsh After Whitening Mousse

Überarbeitet am: 03.07.2023

## WHITEsmile After Whitening Mousse

Seite 3 von 4

**ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Aggregatzustand:                              | pastös                 |
| Farbe:  | weiß                   |
| Geruch:                                       | fruchtig               |
| <b>Zustandsänderungen</b>                     |                        |
| Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:                    | nicht bestimmt         |
| Siedepunkt oder Siedebeginn und Siedebereich: | > 100 °C               |
| Flammpunkt:                                   | > 160 °C               |
| <b>Entzündbarkeit</b>                         |                        |
| Feststoff/Flüssigkeit:                        | nicht anwendbar        |
| Gas:  | nicht anwendbar        |
| Untere Explosionsgrenze:                      | nicht bestimmt         |
| Obere Explosionsgrenze:                       | nicht bestimmt         |
| <b>Selbstentzündungstemperatur</b>            |                        |
| Feststoff:                                    | nicht anwendbar        |
| Gas:  | nicht anwendbar        |
| Zersetzungstemperatur:                        | nicht bestimmt         |
| pH-Wert (bei 20°C):                           | 7                      |
| Dynamische Viskosität:                        | 150 * 1000 mPa·s       |
| Wasserlöslichkeit:                            | löslich                |
|   |                        |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser:      | nicht bestimmt         |
| Dampfdruck:                                   | nicht bestimmt         |
| Dichte:                                       | 1,06 g/cm <sup>3</sup> |
| Relative Dampfdichte:                         | nicht bestimmt         |

**9.2. Sonstige Angaben****Sonstige sicherheitstechnische Kenngrößen**

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Festkörpergehalt:            | nicht bestimmt |
| Verdampfungsgeschwindigkeit: | nicht bestimmt |

**Weitere Angaben**

Das Produkt wurde nicht geprüft. Die Aussage ist von den Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

**ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität****10.2. Chemische Stabilität**

Das Produkt ist bei normalen Umgebungstemperaturen stabil.

**10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

nicht bekannt

**10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Von Hitze fernhalten.

**10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte**

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

## Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

## WHITEsmile fläsh After Whitening Mousse

Überarbeitet am: 03.07.2023

## WHITEsmile After Whitening Mousse

Seite 4 von 4

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizität keine

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

**Allgemeine Hinweise** Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend. Nicht unverdünnt oder in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.

## ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung**Produkt**

Kleinere Mengen können über den Hausmüll entsorgt werden. Größere Mengen sind gemäß den Anforderungen der örtlichen Behörden zu entsorgen.

**Ungereinigte Verpackung:**

Kontaminierte Verpackungen sind gründlich zu entleeren. Sie können nach gründlicher und ordnungsgemäßer Reinigung wiederverwendet werden. Empfohlene Reinigungsmittel: Wasser, erforderlichenfalls zusammen mit Reinigungsmitteln.

## ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

**Allgemeine Hinweise** in geringen Mengen keine Gefahr im Sinne der Transportvorschriften.

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

keine

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

**Relevante R-Sätze in 3 (Nummer und Volltext) - nicht Einstufung von Fertigmischungen**

|       |   |
|-------|---|
| 08    | Kontakt mit brennbarem Material kann einen Brand verursachen. |
| 25    | Giftig beim Verschlucken                                      |
| 32    | Setzt bei Kontakt mit Säuren sehr giftige Gase frei.          |
| 36/37 | Reizt die Augen und die Haut.                                 |

**Weitere Informationen**

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen bei Drucklegung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Soweit das Produkt mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird, oder einer Bearbeitung unterzogen wird, können die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt, soweit sich hieraus nicht ausdrücklich etwas anderes ergibt, nicht auf das so gefertigte neue Material übertragen werden.

*(Die Daten der gefährlichen Inhaltsstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)*